

Splint Remover

Dieses Hilfsmittel dient zur einfachen Ausgliederung von Alignern und Schienen.



1. Haken Sie den Splint Remover am hinteren Rand des Aligners/der Schiene ein. Lockern Sie nun eine Seite des Aligners/der Schiene durch eine leichte Bewegung nach unten.
 2. Gehen Sie auf der anderen Seite genauso vor.
 3. Wiederholen Sie diese Schritte (abwechselnd rechts/links), bis der Aligner/die Schiene problemlos entfernt werden kann, um Beschädigungen des Aligners/der Schiene auszuschließen.
- Nicht steril.

Ref: 5359.1 / 5 St.



SCHEU-DENTAL GmbH
www.scheu-dental.com

Am Burgberg 20
58642 Iserlohn · Germany

phone +49 2374 9288-0
fax +49 2374 9288-90

 Facebook
[scheu.dental](https://www.facebook.com/scheu.dental)

SCHEU

DE/GB 5.000/10/25 G REF PM0175.01

